



CODE & EMBALLAGE

228 204 - Carton de 2 x 5 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore

pH : 7,75 ±0,75

Densité : 1,00 ±0,02

Matière active : CHLORURE DE N-ALKYL(C12-C16)-N,N-DIMÉTHYL-N-BENZYLAMMONIUM [ADBAC/BKC (C12-C16)] à 50g/Kg

PERFECT' BACT

DÉCONTAMINANT ET DÉSINFECTANT DU LINGE

Liquide bactéricide et levuricide destiné à la décontamination du linge. Compatible avec les assouplissants. Peut s'utiliser seul, en trempage ou en machine, ou bien être mélangé à l'assouplissant habituel.

MODE D'EMPLOI ET EFFICACITÉ BIOCIDÉ

Utilisation manuelle :

Diluer 75 mL de produit pour 10 L d'eau. Laisser en contact avec le linge pendant 15 minutes.

Pour une décontamination en machine :

Mettre le linge contaminé et son sac hydrosoluble sans l'ouvrir dans la machine. Verser une dose de 100 mL pour 5 kg de linge. Lancer un programme à froid (temps de contact 20 minutes). Sortir le linge décontaminé et le remettre dans le circuit normal du linge avant lavage.

EFFICACITÉ	NORMES	°C	TEMPS	%	SOUCHES
Bactéricide	EN 1276 <i>en condition de saleté</i>	20°C	5 mn.	1 %	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae
Levuricide	EN 1650 <i>en condition de saleté</i>			0,5 %	Candida albicans

PRÉCAUTIONS

Suivre attentivement les recommandations du constructeur de la machine. Pour les couleurs délicates, nous vous recommandons de les séparer au lavage. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit strictement professionnel. Conserver hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine. Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

LÉGISLATION

TP2 : Désinfectants et produits algicides non destinés à l'application directe sur des êtres humains ou des animaux.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0270) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.