

10179

## Support mural, 1-3 Produits, 160 mm, Noir



Support disponible en code couleur intégral. Vous pouvez agrandir le support en y fixant un second support. Vous pouvez également modifier l'emplacement des crochets et clips caoutchouc. Facile à nettoyer en démontant simplement les différentes pièces. Le clip en caoutchouc peut accueillir des outils de Ø25-35 mm.

# Données techniques

|                                                                                          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Article Numéro                                                                           | 10179                           |
| Diamètre manche mini-maxi                                                                | 25 - 34 mm                      |
| Matériau                                                                                 | Polypropylène<br>TPE Caoutchouc |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>     | Non                             |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui                             |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)                                                              | Oui                             |
| Utilisation de Phtalates                                                                 | Non                             |
| Quantité par Carton                                                                      | 5 Pcs.                          |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)                                                 | 1140 Pcs.                       |
| Quantity Per Layer (Pallet)                                                              | 60 Pcs.                         |
| Colis Longueur                                                                           | 330 mm                          |
| Colis Largeur                                                                            | 175 mm                          |
| Colis Hauteur                                                                            | 95 mm                           |
| Longueur                                                                                 | 160 mm                          |
| Largeur                                                                                  | 80 mm                           |
| Hauteur                                                                                  | 60 mm                           |
| Poids brut                                                                               | 0,163 kg                        |
| Poids net                                                                                | 0,14 kg                         |
| Mètre cube                                                                               | 0,0008 M3                       |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                     | 121 °C                          |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                           | 93 °C                           |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                            | 80 °C                           |
| Température d'utilisation min.                                                           | -10 °C                          |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                   | 2 pH                            |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                   | 10,5 pH                         |
| Code GTIN-13                                                                             | 5705020101793                   |
| Code GTIN-14                                                                             | 15705020101790                  |
| Code de marchandise                                                                      | 39241000                        |
| Pays d'origine                                                                           | Denmark                         |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.