

# FLACON POMPE 500ML

## ELEÏS VM

### Vaisselle manuelle nettoyant dégraissant



**+ SANS PARFUM, SANS COLORANT,  
SANS ALLERGÈNE, RECHARGEABLE**



Flacon pompe vide **RECHARGEABLE**, destiné à l'utilisation du nettoyant dégraissant **ELEÏS VM** pur pour la vaisselle manuelle.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer une pression de produit pur sur une lavette propre, nettoyer et rincer\*. Laisser égoutter et sécher avant rangement ou réutilisation.

Dans le cas de souillures tenaces, diluer à 0,2% : 1 pression/1L d'eau



## CARACTÉRISTIQUES

Flacon de 500ml transparent étiqueté avec les informations suivantes :

- Code couleur et pictogramme d'usage.
- Mode d'emploi.
- Précautions particulières.

La pompe peut se bloquer en position basse.

**Contenance** : 500ml

**Dimensions** : Ø 7,3 - H 18,5cm

**Matières** : PET-PP et inox (recyclables)

**Dose par pulvérisation** : 2ml

## CONDITIONNEMENTS

**013537** – flacon pompe vide 500ml -  x8

### PRODUITS CONSEILLÉS :

- 010361 - bidon 5L -  x2

### ACCESSOIRES ASSOCIÉS :

- 026295 - bouchon robinet pour bidons de 5L -  x24



 : Unité de livraison conseillée.

Photos non contractuelles

[www.prosens.pro](http://www.prosens.pro) - [contact@prosens.pro](mailto:contact@prosens.pro) +33 (0)5 49 74 63 20

La marque de produits d'entretien professionnels du Laboratoire Science et Nature  
Recherche, développement et fabrication - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS – France

Laboratoire Science et Nature - SAS au capital de 270 000 € - RCS Niort 79, N°CE FR 14343015798